

ATHLON SL

Super-Leichtgewicht
Carbon Rollator



- eine leichte Wahl

CARBON-TECHNOLOGIE

Athlon SL – Rollatoren aus Carbon betonen die Eleganz und Leistung der Rollatoren-Serie von Rehasense. Mit seinem niedrigen Gewicht kann Athlon SL durch die Benutzer bis max. 150 kg gebraucht werden.

10 Jahre Garantie ✓



www.rehasense.com / Email: info@rehasense.com / +49 2821 590 8587



REHASENSE

ATHLON SL

HÖHENVERSTELLBAR

Athlon Schiebegriffe sind höhenverstellbar in 10 Positionen, von 74 cm bis 102 cm. Benutzerkomfort wird durch drei unterschiedliche Sitzhöhen garantiert – 62, 55 und 50 cm – sowie durch optimales Rahmendesign und ergonomische Schiebegriffe.

STABIL UND BESTÄNDIG

Der Rahmen und Sitz wurden getestet und für maximales Nutzergewicht von 150 kg zugelassen. Leichte und zuverlässige Bremsen mit bruchfesten Rädern, mit TPE bedeckt, sorgen für Stabilität und Sicherheitsgefühl beim Gehen.

KLAPPBAR UND EINFACH ZU TRAGEN

Athlon ist einfach zusammenzuklappen und bleibt in geklappter Position dank dem einfachen Verschlusssystem. Ergonomisches Design der Griffe sichert einfachen Transport von Athlon, wenn es nötig ist.

ZUBEHÖR

Athlon kann mit einer reichen Auswahl an Rehasense-Zubehör ausgestattet werden.



Stufenlos höhenverstellbare Griffe und feststellbare Handbremse.



Sitzhöhe: 62, 55 und 50 cm.



Wartungsfreie Bremsen und TPE-beschichtete bruchfeste Räder.



Einzigartige dreieckige Carbon-Profile garantieren Beständigkeit bis zu 150 kg.



Bleibt fest geschlossen dank dem Verschluss und ist dank einem Druckknopf einfach zu öffnen.



Praktische Einkaufstasche, die einfach zu entnehmen ist, dank leicht anwendbaren Klipsen mit speziellem Design.

TECHNISCHE DATEN

Max. Nutzergewicht: 150 kg

Größe:

(Breite x Tiefe x Höhe)

Klein: 61 x 68 x 63–79 cm

Mittel: 61 x 68 x 66–86 cm

Groß: 61 x 68 x 74–102 cm

Sitzbreite: 46 cm

Größe zum Transport,
wenn zusammengeklappt

(Tiefe x Höhe x Breite):

Klein: 68 x 72 x 22,5 cm

Mittel: 68 x 74 x 22,5 cm

Groß: 68 x 79 x 22,5 cm

Gewicht:

Klein: 5 kg (+ Tasche 340g)

Mittel: 5,1 kg (+ Tasche 370g)

Groß: 5,2 kg (+ Tasche 370g)

Einkaufstasche Maße
(Breite x Tiefe x Höhe)

32 x 15 x 28 cm

Füllgewicht: 5 kg.

HMV: 10.50.04.1228

Rahmenfarben:



**Schwarz
Carbon**

Bestellnummer für Schwarz Carbon:

Groß/Sitzhöhe 62 cm: CRBKL600
Mittel/Sitzhöhe 55 cm: CRBKM550
Klein/Sitzhöhe 50 cm: CRBK5500



Rot

Bestellnummer für Rot:

Groß/Sitzhöhe 62 cm: CRWRL600
Mittel/Sitzhöhe 55 cm: CRWRM550



Grau

Bestellnummer für Grau:

Groß/Sitzhöhe 62 cm: CRSGL600



Weiß

Bestellnummer für Weiß:

Groß/Sitzhöhe 62 cm: CRWHL600

Ihr Händler:

