

# Gehstock Carbonfaser



A new bird has arrived  
to the jungle!

## Technische Angaben

Gewicht	150g / 5.2 oz (± 5%)
Belastbarkeit	100Kg / 220lb
Größe	Vier verschiedene verfügbare Größen
Stützrohr Material	100% Carbonfaser
Belastbarkeitzyklen	1.10 <sup>6</sup> (Minimum)
Griffswinkel (β)	(β=104°)

Leichtgewicht Gehstock aus Carbon-Faser, mit allen exklusiven Eigenschaften des Indesmed-Designs

Die ovale Bogenform des Stabes und der daraus entstehende Winkel des Handgriffes erlauben die natürliche Haltung des Handgelenks und beugen der klassischen Sehnenentzündung vor.



## Größen und Farben

Empfohlene Größe für die jeweilige Körpergröße		Höhe des Gehstockes
XL	von 73" (185cm) bis 77" (195 cm)	h=98cm(46")
L	von 69" (175cm) bis 73" (185 cm)	h=88cm(43")
M	von 65" (165cm) bis 69" (175 cm)	h=83cm(41")
S	von 61" (155cm) bis 65" (165 cm)	h=78cm(39")

### Silicon Überzug-Farben

	
Orange	Schwarz
	
Violett	Grau



Die Kapsel besteht aus einem speziellen Nylon-EPDM-Gummigemisch mit hoher Rutschfestigkeit.

Sie bietet eine erhöhte Sicherheit bei verringertem Gewicht.