

Veloped – der einzige geländegängige Gehwagen der Welt



Sein 3-Räder- Design, das patentierte Kletterrad und die komfortable Luftbereifung lassen Sie eine völlig neue Erfahrung machen. Das Veloped überklettert mit Leichtigkeit Bordsteine, Wurzeln und andere Hindernisse und lässt Kopfsteinpflaster, Kies, Gras, Schnee und Wanderungen im Gelände zum Vergnügen werden, statt zu holprigen und unangenehmen Herausforderungen.

Das Veloped Tour ist, gemäß dem europäischen Standard für Gehwagen/Rollatoren (ISO-11199) überprüft und zugelassen und CE-zertifiziert.

Größe M: 12"/31 cm Räder • Griffhöhe 75-95 cm

Körpergröße 150-189 cm • Luftreifen • Komfortsitz, Korb & Regenschutz

Größe L: 12"/31 cm Räder • Griffhöhe 82-102 cm

Körpergröße 185-205 cm • Luftreifen • Komfortsitz, Korb & Regenschutz



12" große Räder. Spitzenleistung.

Ein großes Rad läuft einfach besser als ein kleines, ganz besonders draußen. Mit den 12"/31 cm großen Rädern werden Sie leichter Hindernisse und Unebenheiten überwinden. Auch der Komfort nimmt zu.



Klappbar. Einfache Verwahrung.

Indem Sie den Knopf der Teleskopstange drücken, können Sie in zwei Schritten das Veloped zusammenklappen. Wenn halbwegs zusammengeklappt rollt das Veloped noch, sodass Sie enge Durchgänge passieren können.



Trionic Kletterrad. Überwinden Sie alle Hindernisse.

Mit dem einzigartigen und patentierten Trionic Kletterrad können Sie einfach Hindernisse wie Bordsteine, Steine und Wurzeln, bis zur 13 cm Höhe, überwinden, ohne dass Sie das Veloped heben müssen.



Schiebbarer Sitz. Aufrechtes Gehen.

Durch Nach-vorne-Schieben des Sitzes des Velopeds lässt sich innerhalb des Rahmens viel Beinfreiheit schaffen. Dadurch stehen Sie beim Gehen näher an den Handgriffen und nehmen so automatisch eine aufrechtere und ergonomisch korrekte Körperhaltung ein.

Der U-förmige und ergonomische Griffbogen ermöglicht verschiedene Haltepositionen und beim Sitzen dient er als Rückenlehne. Der Griffbogen lässt sich stufenlos auf die persönliche Höhe einstellen.



Luftbereifung. Unschlagbarer Komfort.

Das Veloped Tour ist mit Luftreifen bestückt, die Ihnen ein sanftes Fahrgefühl und einen unschlagbaren Komfort bieten. Weil sie im Gegensatz zu Vollreifen keine Vibrationen erzeugen, können Sie unnötige Schmerzen und Beschwerden minimieren.



All-Terrain-Bremsen. Für Ihre Sicherheit.

Dank dem All-Terrain-Nabenbremssystem können Sie sich auf eine optimale Bremsleistung verlassen, überall und bei jedem Wetter – auch bei Regen und Schnee. Diese sind vollständig geschützt vor Schmutz, Wasser und Schnee.



Trionic Bremshebel. Kein Kunststoff.

Der Bremshebel aus Voll-Aluminium fühlt sich solide und hochwertig an. Die Parkbremse ist leicht zu handhaben, und das spezielle Design des Parkhebels ermöglicht mehrere Arten der Bedienung.



Komfortsitz & Korb. Wasserabweißend & dauerhaft.

Für eine optimale Unterstützung beim Sitzen hat der Tour Komfortsitz eine Tiefe von 30 cm. Der verlängerte Sitz, in Kombination mit Kunststoffeinsätzen, bietet viel Unterstützung entlang der Oberschenkel.

Der geräumige Korb hat eine Reißverschlusstasche für kleinere Gegenstände, mit einem integrierten Regenschutz.

Das Veloped Tour inkludiert auch einen abnehmbaren Regenschutz für Sitz/Korb.



Ergon GP1 Griffe. Perfekt für Ihre Hände.

Die Ergon GP1 Griffe bieten Ihnen einen sehr komfortablen Griff. Sie sind ergonomisch und verteilen gleichmäßig den Handdruck. Die Griffe sind Winkelverstellbar und sind in den Größen S und L erhältlich.



Abnehmbare Räder. Für die Transport.

Das Veloped Tour hat abnehmbare Räder mit Steckachsen mit einem Druckknopf, und Sie können schnell und einfach die Räder abbauen um die Transportmaße und das Gewicht zu vermindern.

