

# Quadri-Light

R O L L A T O R

Gesamtbreite	650 mm
Sitztiefe	200 mm
Sitzbreite	450 mm
Sitzhöhe	610 mm
Gesamthöhe	805 - 930 mm
Gesamtlänge	700 mm
Gewicht Inkl. Korb	7,25 kg
max. Nennlast	130 kg
Räder	Vorder: 8" (Ø 200 mm x 40 mm) Hinter: 7" (Ø 178 mm x 40 mm)

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5mm und 1,5kg) sind möglich. - Technische Änderungen vorbehalten.



**Vermeiren Deutschland GmbH**  
Wahlerstraße 12 a - 40472 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90  
Fax: +49 (0) 211 65 36 00  
e-mail: [info@vermeiren.de](mailto:info@vermeiren.de)  
[www.vermeiren.de](http://www.vermeiren.de)

**L. Vermeiren Ges.m.b.H.**  
Winetzhammerstraße 10 - 4030 Linz  
Tel.: +43 (0) 732 37 13 66  
Fax: +43 (0) 732 37 13 69  
e-mail: [info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)  
[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)

**Vermeiren Suisse S.A.**  
Hühnerhubelstraße 59 - 3123 Belp  
Tel.: +41 (0) 31 818 40 95  
Fax: +41 (0) 31 812 40 98  
e-mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
[www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)